

# LUKAFix

lichthärtender Prothesenkunststoff - Farbe rosa  
light cured dental resin - color pink

- ▶ **Schnelle und einfache Verarbeitung**  
**Quick and easy to use**
- ▶ **Hohe Standfestigkeit und Modelliereigenschaften**  
**High stability and contouring properties**
- ▶ **Hervorragende Bearbeitung und Polierbarkeit**  
**Excellent handling and polishing**



Lukafix ist ein lichthärtender, gelförmiger Prothesenkunststoff für den Gebrauch in Praxis und Labor. Es ermöglicht schnelles Arbeiten ohne Vorwälle oder lange Polymerisationszeiten und zeichnet sich durch unkomplizierte Verarbeitung, hohe Standfestigkeit und hervorragende Modelliereigenschaften aus. Lukafix ist frei von MMA und damit besonders körperverträglich. Es lässt sich problemlos in handelsüblichen Lichtgeräten ohne Vakuum aushärten.



Lukafix is a light-curing dental resin gel for use in dental offices and laboratories. It enables to work quick without using kneading silicon and long time curing times. Lukafix is fluid when applied, but immediately positionally stable, which means it can be applied quickly, sparingly and accurately. Lukafix is free of MMA and therefore highly compatible. It can be cured in all standard dental curing units without vacuum.

Polymerisations-Handlampe UV

mit dieser praktischen Handlampe können Sie alle lichthärtenden Kunststoffe direkt am Arbeitsplatz schnell aushärten.

Polymerization hand lamp UV

with this practical handlamp you can cure all light curing resins directly and quickly on your workplace.



# LUKAFix Anwendungsbeispiele / Application Examples



Applikation des  
lichth. Bonders

Polymerisation des  
Bonders

Schrittweiser Auftrag  
von Lukafix

Polymerisation  
des Friktionsteils



Application  
of light-curing  
bonder

Polymerization of  
the bonder

Gradual application  
of Lukafix

Polymerizing the  
friction part

## Reparaturen / Repairs



Bruch- oder  
Sprungreparaturen

Repair of cracks or  
fissures

Exakte Modellation  
von Gigivaanteilen

Exact modellation  
of gingiva

## Immediatprothesen / Immediate dentures



Immediatprothe-  
sen ohne Vorwall

Immediate den-  
tures

Verbund Lukafix  
und PMMA-Zahn

Bonding of Lukafix  
and PMMA-Tooth

## Fertigstellungen / Finishing



Abdecken von  
Implantaten

Masking of im-  
plants

Platzierung mittels  
Kanüle

Positioning via  
cannula

Fertigstellung klei-  
ner Sättel

Finishing of smaller  
bridges



**Lukafix Set**

**Lukafix kit**