

# LUKACRYL Poli

POLIERMITTEL



Vergessen Sie **Staub**,  
benutzen Sie **Paste!**

- Ersatz für das Bimsstein-Pulver
- Sauberer, schneller, einfacher
- Schleifen und Hochglanzpolieren mit der gleichen Paste
- Neue Formel: Keine Bakterien mehr durch Chlorhexidine

# LUKACRYL Poli




**Die innovative Paste zum polieren von Prothesenkunststoffen. Der Ersatz für den Bimststein.**

- Schnelles polieren ohne Staub
- Enthält das Bakterizid CHLOREXIDINE
- Ist einfach mit Wasser entfernbar
- Verkaufsformat 120 gr. und 400 gr.

## ANWENDUNG

### LUKACRYL Poli



[1.]  
**Vorpolieren**  
Mit Filzkonus  
oder Bürste.



[2.]  
**Hochglanzpolieren**  
Mit Leinenschwabbel.

Glanz Finish

