

Bedienungsanleitung

instructions for use

Trimmer / Zahnkranzschleifer

Zur Bearbeitung der Innen- und Außenseiten von Gipsmodellen. Mit dem Trimmer lassen sich Zahnkranzmodelle schneller beschleifen. Der Trimmer arbeitet leise und ist wartungsfrei. Der 100 Watt Elektromotor arbeitet sehr energieeffizient.

To edit the inner and outer sides of plaster models. With the trimmer itself sprocket models can grind faster. The trimmer operates quietly and is maintenance-free. The 100 watt electric motor works very energy efficient.



Karbidfräser oder Mandrell mit Schleifröllchen.
Carbide bur or Mandrell with grinding rolls

Staub-Auffangwanne, herausnehmbar
Dust collecting tray, removable

Ein- Ausschalter
on - off switch



Anschluss für Absaugung
Connection for dust extraction

Technische Daten / technical specifications

230 V	50 Hz	100 W	1 Amp	210 x 210 x 320 mm	7,5 Kg
-------	-------	-------	-------	--------------------	--------