


LUKAMix Vac

Mischer für Gips und Einbettmassen mit integrierter hoch leistungsfähiger Vakuumpumpe. Mit einen leistungsstarken Niedrigspannungsmotor und einem präzisen Timer, zur Einstellung der Mischzeit, ausgestattet. Der Betrieb ist extrem geräuscharm und frei von Vibrationen. Im Lieferumfang enthalten ist 1 Mischbecher mit 600 ml.

Mixer for plaster and investment materials with integrated high-performance vacuum pump. Equipped with a high-performance low-voltage motor and a precise timer for setting the mixing time. The operation is extremely quiet and free of vibrations. Included in delivery is 1 mixing cup with 600 ml.



Anschluß 8 mm Schlauch für Druck
Connection 8 mm hose for pressure

Volt/Hz	Abmessungen Dimensions cm	Gewicht Weight Kg
230/50	58 x 40 x 37	15

Lukadent GmbH
Felsenbergweg 2
D-71701 Schwieberdingen
+49 (0) 7150 - 32955
sales@Lukadent.de
www.Lukadent.de